

기구 멸균을 위한 최고의 선택

저온 플라즈마 멸균기

FN-P20

Eco-friendly sterilizer



제품 개요



- 1 친환경 멸균
- 2 편리한 설치
- 3 짧은 멸균 시간
- 4 편리한 유지 보수
- 5 예약 및 절전 기능

제품 사양

치수	500(W) X 502(H) x 605(D)mm	
무게	74kg	
챔버	타입	사각형
	재질	스테인리스 스틸
	치수	250(W) X 250(H) x 450(D)mm
	총 용량	28L
	사용 용량	23L
멸균제	과산화수소수 50%	
	25 회 / 병	
멸균 시간	표면 멸균	25±5분
	표준 멸균	35±5분
	심화 멸균	45±5분
제어	C Embedded	
공정 표기	LCD, 프린트	
알람	LCD	
전기 사양	220V, 6Hz, 1Phase, 2kVA	
사용 환경	5 ~ 40°C, 10 ~ 85%(Non-Condensing)	

제품 특징



1) 한글 인터페이스

사용자 친화적인 한글 UI



2) 사용자 관리

사용자 생성 및 관리 시스템



3) 기록 관리

멸균 기록 저장 및 프린트



4) 유지 보수

통합 자가 점검 시스템 및 알람 기능



5) 절전 모드

사용 시간 외 절전 설정 기능



6) 예약 기능

동작 예약 설정 기능

공정별 멸균 기구

공정 정보

표면 멸균

- 멸균 시간 : 25~28 분
- 멸균 기기
 - 스테인리스, 티타늄의 표면 멸균
 - 간단한 기구의 표면 멸균
 - 핀셋, 커터 등

핀셋
 커터

확인

공정 정보

표준 멸균

- 멸균 시간 : 35~38 분
- 멸균 기기
 - 핸드피스
 - 드릴 팁
 - 관절경 장비 등

핸드피스
 드릴 팁

확인

공정 정보

심화 멸균

- 멸균 시간 : 45~48 분
- 멸균 기기
 - 루멘 기기류
 - 스크류류 등

루멘 기기류

확인

* 장비 화면에서 확인 가능

약세서리



멸균제



SCBI




CI 스트립




CI 테이프




인큐베이터



멸균포



롤 파우치



프린트 용지