


고압산소 요법

기압을 높이면 산소가 효율적으로 체내에 흡수



고압산소 요법 적용분야

성형외과 / 정형외과 / 재활의학과

부종 재흡수 자극(수지접합), 미세수술 후 세포재생 촉진, 근육 및 골격의 상처 치유 촉진

내과

천식성 기관지염, 폐렴 급성 외인성 중독(일산화탄소 중독, 화재 시 가스 중독), 뇌졸중 후유증, 뇌출혈, 뇌경색, 동맥경화증, 당뇨병, 허혈성 심장질환 등

신경외과 / 신경과

노인성 치매, 중풍, 근육마비, 신경증, 자폐, 정신분열증, 두통, 편두통 등

외과

외상 후 감염증, 급성 면조직손상, 궤양, 화상 후 치료, 창상, 골절 등

피부과

여드름, 단순포진, 대상포진, 원형탈모증, 피부미용 등

안과

당뇨성 망막염, 각막염, 증막막염 등


기타

잠수병, 운동능력 향상(유명 운동선수들 다수 사용 중), 스트레스 해소 및 피로회복, 뇌 기능 및 집중력 향상, 신진대사 및 혈액순환 증진



(주)에이치비오티메디칼

(26311) 강원도 원주시 태장공단길 42-10, 원주의료기기 산업기술단지 4동 101호
Tel | 033-737-0106 Fax | 033-737-0107 E-Mail | sales@hbotmedical.com



O₂ Fresh -M50

HBOT MEDICAL

HYPERBARIC OXYGEN THERAPY CHAMBER

HBOT medical Co., Ltd. is the specialized manufacturer of HBOT chambers. O₂ Fresh-M50 is a Monoplace Hyperbaric Chamber designed and manufactured by HBOT medical Co., Ltd.



특허 제10-2168660호

HYPERBARIC
OXYGEN THERAPY
CHAMBER

O2 Fresh -M50



내부 터치 디스플레이




실내 에어컨



시스템 터치 디스플레이

응급방출 밸브



미세 압력 조절밸브



허용 압력

10 ~ 50kPa (1.1 ~ 1.5ATA)

제품 특징



다양한 정보를 제공하는 직관적인 터치 디스플레이



원터치 치료 모드




액화 산소 연결 가능 (필요시)



간단한 설정 및 설치



인터폰 일체형 내부 디스플레이



와이드 엔트리 도어

SPECIFICATION

O2 FRESH-M50

챔버	수용인원	One patient
	사용압력	10 ~ 50kPa (1.1 ~ 1.5ATA)
	사이즈	2200mm x Ø800mm
	중량	125kg
	재질	Aluminum
시스템	유량	100L / min
	전압	220/110VAC, 50/60Hz
	소비전력	950VA
	사이즈	(W)450mm x (D)642mm x (H)1095mm
	중량	94kg
	재질	Steel
Installation Space		(W)3000mm x (D)1500mm

산소발생기

산소유량	1 ~ 5L / min
산소농도	93 ± 3%
전압	220VAC, 50/60Hz
소비전력	290W
소음	45db 이하
사이즈	(W)390mm x (D)230mm x (H)600mm
무게	14.2kg